

MAGNETOTERAPIA

ARTROSI - DOLORI ARTICOLARI - OSTEOPOROSI - FRATTURE OSSEE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



PRINCIPALI INDICAZIONI

I campi elettromagnetici pulsati (CEMP) generati dai dispositivi **GLOBUS** della linea **Magnum** sono onde elettromagnetiche a bassa frequenza in grado di aiutare le strutture ossee e articolari a rinforzare la loro microstruttura quando è danneggiata o debole.

La magnetoterapia è la terapia fisica più utilizzata a livello domiciliare per dolori e problemi osteoarticolari.

GLOBUS è da anni leader indiscussa di questa tecnologia, garantendo un dispositivo affidabile, facile da usare ed estremamente efficace.

I nostri prodotti sono tutti certificati come dispositivi medici e i programmi inseriti al loro interno sono frutto di una costante ricerca e di aggiornamento bibliografico.

ARTROSI E DOLORI ARTICOLARI

Il segnale elettromagnetico penetra le strutture articolari ed esercita un effetto anti-infiammatorio, riattivando il metabolismo di ossa e cartilagini.

Gli studi hanno dimostrato riduzioni evidenti della rigidità articolare dopo alcune sedute di magnetoterapia, con enormi benefici sullo svolgimento delle attività quotidiane, senza dolore e con maggiore libertà di movimento.

FRATTURE E RITARDI DI CONSOLIDAMENTO

La magnetoterapia favorisce la guarigione delle fratture, con minor incidenza di eventi negativi come ritardi di consolidamento, osteonecrosi o necessità di re-interventi. Inoltre l'applicazione della magnetoterapia diminuisce notevolmente il dolore post frattura. La terapia può essere utilizzata anche sopra gessi e tutori.

EDEMI OSSEI

Fitte molto forti e dolori sono i primi sintomi dell'edema della spongiosa ossea, una patologia molto frequente causata da un eccessivo accumulo di liquidi nelle strutture dell'osso coinvolto.

La magnetoterapia è la terapia fisica più prescritta dai medici in caso di edema osseo e agisce riducendo dolore e infiammazione nella zona colpita e stimolando la rigenerazione del tessuto osseo.

INFIAMMAZIONI

La magnetoterapia è molto utile anche in caso di infiammazioni acute (dopo traumi, distorsioni o interventi chirurgici) e croniche (tendiniti alla spalla, al ginocchio, tunnel carpale, epicondilita ecc.).

La terapia migliora il recupero funzionale e limita l'assunzione di farmaci antinfiammatori.



GLOBUS
HEALTHCARE



I TOP DI GAMMA

MAGNUM 3500 PRO

- 70 PROGRAMMI
- 4 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 2 + 2: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON DUE CANALI CIASCUNO



MAGNUM 3000 PRO

- 70 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 1 + 1: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON UN CANALE CIASCUNO



SPECIFICHE

Intensità: 800 Gauss di media totali *
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE Cod. G5434

- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia
- 2 Solenoidi flessibili
- 2 Solenoidi "Soft"
- 2 Solenoidi "Pocket Pro"
- 1 Tappetino "Soft 4"
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

SPECIFICHE

Intensità: 400 Gauss di media totali *
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE BASE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

OPZIONI D'ACQUISTO

- Cod. G5335 con 2 Solenoidi flessibili
- Cod. G5643 con 2 Solenoidi "Soft"
- Cod. G6034 con 2 Solenoidi "Pocket Pro"

* Intensità erogabile con solenoidi flessibili

POTENTI E MANEGGEVOLI

MAGNUM XL PRO

- 46 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- CREAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI
- LA PIÙ POTENTE SU DIMENSIONI COMPATTE



SPECIFICHE

Intensità: 400 Gauss di media totali *
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE BASE

1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Magnum Test
1 Alimentatore
1 Manuale operativo

OPZIONI D'ACQUISTO

Cod. G3956 con 2 Solenoidi flessibili
Cod. G4278 con 2 Solenoidi "Soft"
Cod. G6033 con 2 Solenoidi "Pocket Pro"

MAGNUM 2500

- 52 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- FREQUENZA PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE 1 + 1: EFFETTUA DUE PROGRAMMI DIVERSI CONTEMPORANEAMENTE, ANCHE SU DUE PERSONE, CON UN CANALE CIASCUNO



SPECIFICHE

Intensità: 320 Gauss di media totali *
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE BASE

1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Magnum Test
1 Alimentatore
1 Manuale operativo

OPZIONI D'ACQUISTO

Cod. G5438 con 1 Solenoide flessibile
Cod. G5645 con 2 Solenoidi "Soft"
Cod. G6191 con 2 Solenoidi "Pocket Pro"

* Intensità erogabile con solenoidi flessibili

FACILITÀ D'USO

MAGNUM XL

- 26 PROGRAMMI
- 2 CANALI DI USCITA
- CREAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI



SPECIFICHE

*Intensità: 280 Gauss di media totali **
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE BASE

1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Alimentatore
1 Manuale operativo

OPZIONI D'ACQUISTO

Cod. G3216 con 1 Solenoide flessibile
Cod. G4279 con 2 Solenoidi "Soft"

MAGNUM L

- 8 PROGRAMMI
- 1 CANALE DI USCITA
- DISPONE DEI PROGRAMMI ESSENZIALI PER LE PIÙ COMUNI PATOLOGIE



SPECIFICHE

*Intensità: 120 Gauss di media **
Frequenza: 5-200Hz

DOTAZIONE Cod. G3947

1 Borsa
1 Unità di magnetoterapia
1 Solenoide flessibile
1 Alimentatore
1 Manuale operativo

** Intensità erogabile con solenoidi flessibili*

TABELLA PROGRAMMI LINEA MAGNUM

PROGRAMMA	3500 PRO	3000 PRO	XL PRO	2500	XL	L
Algodistrofia / Morbo di Sudeck	✓	✓	/	✓	/	/
Antinfiammatorio	✓	✓	/	✓	/	/
Artrite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Artrosi - Osteoartrite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distorsione caviglia	✓	✓	✓	✓	/	/
Dolori articolari	✓	✓	✓	✓	/	/
Edemi ossei	✓	✓	/	✓	/	/
Edemi-contusioni	✓	✓	✓	✓	/	/
Epicondilita / Epitrocleeite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Frattura con gesso	✓	✓	*	✓	*	*
Fratture	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusione spinale	✓	✓	/	/	/	/
Lesione cartilagine	✓	✓	✓	✓	/	/
Mal di schiena	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonecrosi	✓	✓	/	✓	/	/
Osteoporosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomia	✓	✓	/	/	/	/
Post intervento LCA	✓	✓	✓	✓	/	/
Protesi anca - ginocchio	✓	✓	✓	✓	/	/
Pseudoartrosi	✓	✓	/	/	/	/
Ritardo consolidamento fratture	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendinite spalla / Cuffia rotatori	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendiniti	✓	✓	✓	/	/	/
Tunnel carpale	✓	✓	✓	✓	✓	/
Ulcere	✓	✓	/	/	/	/
Programma multifrequenza	✓	✓	/	1	/	/
Programmi a frequenza predefinita	25	25	/	15	/	/
Programmi notturni	3	3	/	/	/	/
Programmi estetici	/	/	14	/	10	/

* Utilizzare programma "Fratture".

Alcuni programmi sono divisi per parti del corpo. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.

PERCHÉ LA MAGNETOTERAPIA GLOBUS?



GARANZIA DI QUALITÀ
"MADE IN ITALY"



DISPOSITIVI MEDICI
CERTIFICATI



UTILIZZO SEMPLICE
GRAZIE AL NUOVO MENÙ
"EASY PROGRAM"



ASSISTENZA DEI NOSTRI
TECNICI PER QUALSIASI
INFORMAZIONE DI UTILIZZO



CAMPO
ELETTROMAGNETICO
TRA I PIÙ POTENTI
IN COMMERCIO



ADATTA A TUTTI I MEMBRI
DELLA FAMIGLIA, SIA PER
GLI ANZIANI CHE
PER I PIÙ GIOVANI



DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIÙ DI 1000 PUNTI VENDITA
IN ITALIA



POSSIBILITÀ DI
DETRARRE IL 19% DELLA
SPESA SOSTENUTA
PER L'ACQUISTO DEL
DISPOSITIVO MEDICO

GAMMA ACCESSORI



G5988

SOLENOIDE "POCKET PRO", MM 155x95, 2 BOBINE
Solenoido molto potente ed estremamente confortevole, facile da applicare sia sulle articolazioni che sulla colonna vertebrale. La custodia è lavabile e si utilizza preferibilmente in coppia.

G6050

CUSTODIA "POCKET PRO"



G1407

SOLENOIDE FLESSIBILE, MM 300x100, 2 BOBINE
Solenoido che semplifica l'applicazione sulle articolazioni (ginocchio, caviglia, spalla, polso, gomito) e su piccole aree anatomiche (piede e mano).



G4275

SOLENOIDE "SOFT", MM 120x120, 1 BOBINA
Morbido e confortevole, adatto per trattamenti su zone delicate e particolarmente dolenti. Da utilizzare preferibilmente in coppia.



G4276

TAPPETINO "SOFT4", MM 250x250, 4 BOBINE, 2 CANALI
Accessorio che facilita la terapia sulla zona lombare, dorsale, cervicale e sulle anche (bacino).



G1408

SOLENOIDE FLESSIBILE, MM 400x150, 4 BOBINE
Solenoido adatto principalmente a trattamenti sulla colonna vertebrale.



G5878

KIT COPRISOLENOIDI FLESSIBILI (10 PEZZI)

G5879

KIT COPRISOLENOIDI SOFT (10 PEZZI)

Pratiche bustine per mantenere puliti i solenoidi e garantirne l'igiene.

GAMMA ACCESSORI



G0699 | **PACCO BATTERIA RICARICABILE**, 1800mAh
7.2V NI-MH PER MAGNUM XL PRO, MAGNUM XL,
MAGNUM L, MAGNUM 2500 E MAGNUM 3000 PRO

G 1120 | **PACCO BATTERIA RICARICABILE**, 4000mAh
12V AA NI-MH - PER MAGNUM 3500 PRO

Per brevi trattamenti scollegati dalla rete elettrica.



TAPPETO SINGOLO, DIMENSIONI MM 440X700

G5944 | TAPPETO "MAT 100 MEMORY FOAM", 4 SOLENOIDI

G6048 | FODERA ESTERNA PER MAT 100 MEMORY FOAM

G6049 | FODERA INTERNA PER MAT 100 MEMORY FOAM

Consigliato per trattamenti sulla colonna vertebrale e sul bacino.




MATERASSO, DIMENSIONI MM 1760 x 700, DA COLLEGARE ALLA MAGNETOTERAPIA "GLOBUS"

G5947 | MATERASSO "TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM", 2 TAPPETI ATTIVI SU 4


G5948 | MATERASSO "TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4

G5949 | MATERASSO "TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4,
SOLO CON MODELLO MAGNUM 3500 PRO

Indicato per trattamenti di lunga durata e su più parti del corpo.



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



ACQUISTA O **NOLEGGIA** IL TUO DISPOSITIVO
PER LA MAGNETOTERAPIA

DOMINO SRL - 31013 Codognè (TV) - ITALIA - Tel. (+39) 0438.7933
globuscorporation.com



Materiale informativo riservato agli operatori del settore.
Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visita il sito.